


0/1

Kaltgerätestecker
Connector for non heating appliance



Leuchtstofflampe Fluorescent lamp
2x Master TL-D Super 80 30W/865 SLV

Gehäuse einbrennlackiert RAL 9002
Housing structured powder-coated finish in RAL 9002

PLANILUX	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - mK	Oberfläche DIN ISO 1302 Reihe 3	Maßstab 1:5	Position	Menge
	Bearb. 29.08.2005	Name Bussmann	MAMMO 4		
	Gepr.		Standmodell / Deskmodel		
	Norm		7 AZ 24080507		
Zust. Änderungen	Datum	Name	Datenname	Blatt 1 Bl	