


EHR 90%
EBC 90%

Kaltgerätestecker
Connector for non heating appliance



Leuchtstofflampe Fluorescent lamp
2x Master TL-D Super 80 30W/865 SLV

Gehäuse einbrennlackiert RAL 9002
Housing structured powder-coated finish in RAL 9002

PLANILUX	Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 - mK		Oberfläche DIN ISO 1302 Reihe 3		Maßstab 1:5	Position	Menge
	Name		Name				
	Bearb. 29.08.2005		Bussmann				
	Gepr. Norm						
Zust. Änderungen	Datum	Name	Datenname			MAMMO 4H Standmodell / Deskmodel	
				1 AZ 29080501		Blatt 1 Bl	